




Vivia Test AML: Test de Medicina Personalizada para el tratamiento de la Leucemia Mieloide Aguda




Joan Ballesteros, PhD
Chief Scientific Officer
Joaquin Martinez
Medical Director
Andres Ballesteros, CEO


*In collaboration with
PETHEMA Spain,
PI: Pau Montesinos*



AML survival along the last 30 years



Young
< 65 years old



Elderly
> 65 years old



Vivia's Innovative Research Model: Screening 1000s Drugs in Patient Samples




ExviTech

All Treatment Protocols
20-35 in EU + 10-20 Phase II-III

Patient sample "ex-vivo"
bone marrow or blood


Fast answers in 48 h
Efficacy by cell depletion
Real pharmacology drugs & combinations
Statistical validation 35-60 samples




Personalized Medicine
Resistant vs Sensible Tx



Centralized Lab Workflow ExviTech Platform Automating Flow Cytometry




Pioneers Drug ex vivo Pharmacology in Whole Sample, Not Isolated Leukocytes




© 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

- Difference is no Ficol separation before incubation, only afterwards
- Maintains microenvironment, stromal cells etc avoiding long cultures
- Biologic drugs big artifacts
- If artifacts in 1 drug → artifact in the combination treatment





STANDARD
Isolated leukocytes
(white cells), 1%



VIVIA
Whole blood

How To Interpret Pharmacology Data For Individual Patients





- Activity assessed relative to the population of patient samples, ranking in percentiles best 100% worst 0%
- Analysis divided into single drugs (top) and combination synergy (lower)
- **Single drugs (top): Potency & Efficacy.**
 - Potency (EC50) represented by dose that kills 50% cells (left-right shifts) ranking 100 best-left to 0 worst-right.
 - Efficacy (Emax): % tumor cells killed, 0% survival is good (bottom), lesser is bad.
- **Combination treatment synergy: Additive is bad (left) and synergism is good (right), converted to 100-0 ranking.**
- Integrating both sets of data determines tumor responsiveness for treatments.


Interpatient Variability In AML Supports The Need For Individualized Treatment & Companion Diagnostics



Average 8 AML drugs




100 Samples FLU cover the same range as the average 8 AML drugs




100 patient samples FLU

1ST Line CYT + (IDA-DAU-MIT) Average vs Individual Patient Responses



MIT higher inter-patient variability

CYT + IDA-DAU-MIT common 1st line Tx
Average dose responses are similar
Just as clinical trial results are similar






Are individual responses similar?
dose responses 180 patient samples
Could a patient be sensitive to 1 anthracyclin and resistant to another ?



Which % patients samples show selective sensitivity IDA-DAU-MIT

Pairwise IDA-DAU-MIT EC50 differences > 30% **red dots** (population ranking)



Red dots from 3 pairwise comparisons represent 40% of all patients,



With significant preference IDA vs DAU vs MIT ex vivo

2nd prize best poster MD Anderson Texas SOHO Meeting 2013




Logistic Regression 1st Line CYT-IDA N=77 *ex vivo* vs Clinical Outcome

Empirical probability distributions of the marker in resistant vs. sensitive patients



ROC Curve

Statistically signif. low conf. limit AUC 0.872 > 0.5
Sensitivity: 87%, specificity: 91%
at optimal cutpoint (star, Youden's criterion)





Correlation Results 1st Line CYT-IDA

90% Correct Prediction N=77



- Key value NPV 94% in clinical practice defines how well (%) test predicts resistant patients.
- Regulatory key diagnostic performance values sensitivity 87% & specificity 91%
- Launched implementation test in few hospitals 2014
- PETHEMA when N > 100 if correlation > 80% then launch interventional trial relapse-refractory AML

		Clinical outcome				Subtotal																																					
		RESISTANT	SENSITIVE																																								
Exvivo response	RESISTANT	20 26.0%	5 6.5%	Positive predictive value %	80.00	25	32.5%																																				
	SENSITIVE	3 3.9%	49 63.6%	Negative predictive value %	94.23	52	67.5%																																				
		Sensitivity %	Specificity %	Prediction rate %																																							
		86.96	90.74	89.61																																							
Subtotal		23 29.9%	54 70.1%			77	100.0%																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimate</th> <th colspan="2">Selected CI: 95%</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Lo</th> <th>Hi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensitivity (Se):</td> <td>87%</td> <td>68%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Specificity (Sp):</td> <td>91%</td> <td>80%</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>Positive predictive value (PV+):</td> <td>80%</td> <td>63%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Negative predictive value (PV-):</td> <td>94%</td> <td>85%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Positive likelihood ratio (LR+):</td> <td>9.39</td> <td>4.01</td> <td>21.97</td> </tr> <tr> <td>Negative likelihood ratio (LR-):</td> <td>0.14</td> <td>0.05</td> <td>0.41</td> </tr> <tr> <td>Prevalence (res):</td> <td>30%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Estimate	Selected CI: 95%				Lo	Hi	Sensitivity (Se):	87%	68%	95%	Specificity (Sp):	91%	80%	96%	Positive predictive value (PV+):	80%	63%	90%	Negative predictive value (PV-):	94%	85%	98%	Positive likelihood ratio (LR+):	9.39	4.01	21.97	Negative likelihood ratio (LR-):	0.14	0.05	0.41	Prevalence (res):	30%		
	Estimate	Selected CI: 95%																																									
		Lo	Hi																																								
Sensitivity (Se):	87%	68%	95%																																								
Specificity (Sp):	91%	80%	96%																																								
Positive predictive value (PV+):	80%	63%	90%																																								
Negative predictive value (PV-):	94%	85%	98%																																								
Positive likelihood ratio (LR+):	9.39	4.01	21.97																																								
Negative likelihood ratio (LR-):	0.14	0.05	0.41																																								
Prevalence (res):	30%																																										

Relapse? Extend concept to Extreme Pharmacologic Profiles Interpret only extreme sensitivity or resistance




conversion
dose-responses to
Extreme
Pharmacologic
Profiles




PM Test Relapse-Refractory *Extreme* Pharmacological Profiles Single Drugs (left) & Treatment Synergism (right)



A.- Valoración de potencia relativa de fármacos individuales.



B.- Valoración de sinergia entre fármacos en combinación.



LEYENDA

***Clasificación**

- Fármacos o combinaciones con mayor sensibilidad en cuanto a la potencia o sinergia.
- Fármacos o combinaciones con mayor probabilidad de resistencia en cuanto a la potencia o sinergia.
- Fármacos o combinaciones no ensayados o con resultados asociados a excesivo error residual (~40%)

Lineas

- Percentil correspondiente al valor estimado del parámetro de potencia (EC50) e intervalo de confianza asociado a su estimación en la muestra de paciente.
- Percentil correspondiente al valor estimado del parámetro de sinergismo (Alpha) e intervalo de confianza asociado a su estimación en la muestra de paciente.
- Límite para resultados extremos asociados a comportamiento resistente.
- Límite para valores extremos propios de respuestas sensibles.





Relapse Patients PM Test AML VERSION 1.0

IDA-CYT

Extreme Pharmacological Profiles
10 Drugs & 13 Treatments

		Clinical outcome			Subtotal
		RESISTANT	SENSITIVE		
Ex vivo response	RESISTANT	20 26.0%	5 6.5%	Positive predictive value % 80.00	25 32.5%
	SENSITIVE	3 3.9%	49 63.6%	Negative predictive value % 94.23	52 67.5%
		Sensitivity % 86.96	Specificity % 90.74	Prediction rate % 89.61	
Subtotal		23 29.9%	54 70.1%	N 77 100.0%	



1. Ensayo clínico Espana PETHEMA 2014
2. Ensayo clínico lideres europeos 2015
3. Ensayo clínico MD Anderson EEUU 2015



Vivia Test AML

Innovación en el sector sanitario privado

- La crisis actual y en especial en el sistema sanitario dificulta la introducción de nuevos productos sanitarios innovadores
 - Test MP Vivia aumenta el % de respuesta, ahorrando costes al prevenir tratamientos ineficaces de altos costes hospitalarios
 - Hagamos un compromiso de que la innovación sea coste eficiente generando un ahorro neto
 - Mediante acuerdos risk-sharing entre empresas innovadoras con Hospitales privados y aseguradoras
-

